

Plataforma automatizada para la citología gine (compatible con El Sistema Bethesda) y no-gine

# Sistema Cito Landing

Detección automatizada de células anormales




Automatización • Inteligencia • Estandarización


Sistema Cito Landing facilita diagnósticos duales: un análisis automatizado y cuantitativo, con una revisión simultánea de la morfología. Aprobado para el cribado del cáncer de cuello uterino en China (CFDA) y la UE.

## FLUJO DE TRABAJO

### 1. Escaneo automatizado




Tinción de ADN




Tinción de Papanicolau

### 2. Análisis duales




Análisis cuantitativo



Análisis morfológico

### 3. Informe automatizado



Informe de la ploidía del ADN



Informe del Sistema Bethesda



Landing Qomo  
46950 Magellan Drive  
Wixom, MI 48393  
EE.UU

Tel: +1-866-990-7666 ext. 3147  
Fax: +1-248-281-1998  
Correo: info@landingqomo.com  
Web: www.landingqomo.com

